

# Biogrif non assemblée 5 dents interchangeables NaturOvert (version carton)



## UTILISATION

- ° Pour ameublir, aérer, décompacter les sols avant la mise en culture et autour des cultures déjà plantées.
- ° Pour mélanger et enfouir le compost.

## AVANTAGES DU PRODUIT

### Résistance

- ° 5 dents en acier trempé : meilleure résistance.
- ° 2 manches : répartissent l'effort et diminuent le risque de rupture de manches.

### Ergonomie

- ° Travail debout sans mal au dos, effort réparti sur les 2 bras.
- ° Appui du (des) pied(s) sur la monture à l'aplomb des dents : facilite la pénétration dans la terre.
- ° 2 manches : diminue la fatigue de l'utilisateur en répartissant l'effort sur les 2 bras.

° Outil 2 fois plus large (50cm) qu'une fourche à bêcher : augmente le rendement.

### Plus produit

- ° Respecte l'action bénéfique des micro-organismes qui transforment la matière organique en engrais naturel et fertilisent le sol.
- ° Brise et ameublissent la terre sans la retourner et évite ainsi que les micro-organismes utiles qui vivent en surface ne soient enterrés, et inversement.

### Informations complémentaires

° Nouveau : Possibilité d'ajouter un « Émietteur pour Biogrif 5 dents NaturOvert » pour affiner le décompactage des mottes. Référence : 320350.



Description	Gencod	Largeur (tête)	Hauteur (Tête)	Kg (fer)
Biogrif 5 dents interchangeables boîte	3157333203015	50 cm	25 cm	5,15kg



LEBORGNE®